

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6769



Masażer wibracyjny do piersi i ciała plusOne CareTouch

Konserwacja:

Oplucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Produkty erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. **Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii:** lampka kontrolna miga szybko, gdy bateria jest prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 90 minutach. Używaj wyłącznie lubrykantu na bazie wody. W pełni wodoodporny do zabawy w wannie i pod prysznicem

Ostrzeżenie:

Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli nie odpowiada on użytkownikowi lub jego partnerowi. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania.

Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 10 ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Masażer wibracyjny do piersi i ciała plusOne Care Touch został zaprojektowany, aby pomóc złagodzić skurcze i promować zdrową laktację poprzez zmniejszenie bólu i udrożnienie przewodów mlecznych dla nowych mam. Zakrzywione końcówki zapewniają ukierunkowany masaż, a 5 trybów wibracji i 3 tryby ogrzewania zapewniają komfort na każdym kroku. Dzięki smukłemu, ergonomicznemu kształtowi możesz rozluźnić mięśnie i złagodzić dyskomfort bez użycia rąk - wystarczy włożyć gładki silikonowy masażer do biustonosza do karmienia piersią.

Czy karmienie piersią lub odciąganie pokarmu dobiegło końca? Ten wszechstronny masażer może być używany przed, w trakcie i po ciąży jako masażer całego ciała - w celu złagodzenia stresu, lepszego snu i promowania ogólnego dobrego samopoczucia. Niezależnie od tego, czy karmisz piersią, karmisz piersią, czy szukasz sposobu na złagodzenie skurczów mięśni, masażer dotykowy plusOne Care jest idealnym dodatkiem do rutyny dobrego samopoczucia.

OSTRZEŻENIE: W razie jakichkolwiek pytań przed użyciem należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Po wyczyszczeniu łagodnym mydłem lub chusteczkami czyszczącymi należy umieścić wysuszone urządzenie w dołączonej torbie do przechowywania.

Jak korzystać z masażera Pleasure Beast Pulse Stimulator:



Przygotuj się do rozgrzewki

Zacznij od włożenia urządzenia do biustonosza i ustawienia najniższego poziomu ogrzewania, aby sprawdzić wrażliwość skóry. Pozostaw urządzenie w biustonoszu dla wygody przed karmieniem piersią lub odciąganiem pokarmu.



Ułatw sobie karmienie piersią i odciąganie pokarmu

Mamy - to jest dla Was! Użyj szerokiej, zakrzywionej końcówki masażera na większych obszarach piersi i ciała. Delikatnie naciskaj na pierś i przesuwaj w kierunku brodawki, aby pobudzić przepływ mleka i zapobiec zablokowaniu gruczołów mlecznych.



Ukierunkowana stymulacja

Specjalnie ukształtowane końcówki masażera zapewniają intensywny masaż i rozluźnienie napiętych obszarów piersi i ciała.

Elementy sterujące:

- 1. Przycisk zasilania:**
 - o Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
 - o Naciśnij przycisk, aby przełączać między 5 trybami wibracji.
- 2. Przycisk ogrzewania:**
 - o Po włączeniu produktu naciśnij i przytrzymaj przycisk ogrzewania przez 3 sekundy, aby go włączyć/wyłączyć.
 - o Dioda LED będzie pulsować do momentu nagrzania urządzenia i pozostanie włączona po osiągnięciu pełnej temperatury.
 - o Naciśnij przycisk ogrzewania, aby przełączać między 3 poziomami temperatury.

Łagodzi ból i skurcze:

Dostosuj ciepło i wibracje do swoich potrzeb i przyłóż szeroką zakrzywioną głowicę lub ukierunkowane końcówki masażera do dotkniętych obszarów.

Port ładowania:

Podłącz magnetyczną głowicę ładującą do styku ładowania.

Jak ładować



1. styk ładowania to mały metalowy pierścień znajdujący się na spodzie urządzenia



2. wyrównać magnetyczną głowicę ładującą ze stykiem.



3. kabel zostanie magnetycznie zatrzaśnięty na swoim miejscu. Dioda LED przycisku zasilania będzie powoli migać, sygnalizując ładowanie

Po pełnym naładowaniu może działać do 1,5 godziny.

Rozmiar produktu: 7,29 cm × 12,7 cm × 4,17 cm

Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: masażer wibracyjny do piersi i ciała plusOne CareTouch, kabel do ładowania i instrukcję obsługi.